

Soft Coral

Optimierte rezeptur. Sorgt für eine verbesserte spurenelementversorgung. Ein besseres Wachstum, -weiter geoffnete Polypen, ausgeprägtere Farbigkeit und starker expandiertes gewebe.

Dabei ist Soft Coral für ein Riffaquarium mit einem überwiegendem Besatz an Leder- und Weichkorallen gedacht.

Gebrauch : 1 verschlusskappe (= 15 ml) einmal wochentlich auf 450 liter Aquarienwasser zugeben. Noch besser ist eine tagliche Dosierung von 0.7 ml (=10-12 tropfen) pro 100 L Aquarienwasser. Bei Aquarien, die einen gemischten und starken Besatz an Stein korallen sowie leder- und Weichkorallen haben, können Soft Coral und Hard Coral gleichzeitig eingesetzt werden, mit ein Interval von 3-4 Tage. Gut schütteln vor anwendung.

Vorsichtsmaßnahmen : Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei direktem Kontakt mit Haut oder Kleidung sofort abspülen.



**Aquatic
Nature®**

www.aquatic-nature.com